
Riabilitazione *Rehabilitation*

I Sussidi ETC utilizzati per gli esercizi secondo il metodo del Prof. Perfetti, attrezzature ed accessori utili per tutte le attività di riabilitazione.

The aids for Cognitive Therapeutic Exercise used for the exercises according to the method of Prof. Perfetti, equipment and accessories useful for all rehabilitation activities.



Riabilitazione

Sussidi ETC ed attrezzature

Rehabilitation

CTE aids and and equipment

I Sussidi prodotti da Fumagalli Care&Reha sono stati studiati e progettati appositamente per l'Esercizio Terapeutico Conoscitivo con la supervisione del Prof. Perfetti e sono gli unici da lui approvati originariamente. Ancora oggi sono un aiuto indispensabile per eseguire in maniera completa e corretta il programma di esercizi per la riabilitazione da lui ideati.

Per consentire un uso appropriato e un'esecuzione corretta degli esercizi di riabilitazione, Fumagalli Care&Reha ha sviluppato alcune attrezzature sempre attenendosi alle indicazioni del Prof. Perfetti e del Centro Studi Neuro Riabilitazione Cognitiva Villa Miari, col quale continua la collaborazione per la revisione e la realizzazione di nuovi ausili.

Completano la gamma alcuni letti, tappeti e cuscini prodotti con materiali e forme che meglio rispondono alle richieste dei diversi riabilitatori.

The Aids produced by Fumagalli Care & Reha have been studied and designed specifically for the Cognitive Therapeutic Exercise with the supervision by Prof. Perfetti and they are the only ones he approved originally. Even today they are an indispensable aids to a complete and correct execution of the rehabilitation exercise program he designed.

To allow appropriate use and correct execution of the rehabilitation exercises, Fumagalli Care & Reha has developed some equipment always following the indications of Prof. Perfetti and the Centro Studi Neuro Riabilitazione Cognitiva Villa Miari, with whom the collaboration continues for the revision and the construction of new aids.

The range is completed by some therapy beds, mats and cushions made with materials and shapes that best respond to the requests of the various rehabilitators.

Serie Mano *Series Hand*



Serie Mano "Professional"

La serie "Professional" include:

Serie Mano "Base":

- Piano appoggio composto da: piano di lavoro, sede rotante per piramidi e sede per braccio snodato;
- Braccio snodato;
- Tabellone con superficie di lavoro cm 20x20;
- Piramide cm 5x15h; Piramide cm 10x20h;
- Supporto per forme tipo triangolo;
- 5 triangoli equilateri; 4 triangoli isosceli; 4 triangoli scaleni;
- 4 tessere neutre cm 10x10; 4 tessere neutre cm 5x5; 4 tessere neutre cm 2,5x2,5; 4 tessere neutre cm 2,5x10;
- Borsa con alloggiamenti.

Set Cubo e tessere con superfici tattili:

- Cubo;
- 10 coppie tessere cm 4x4; 10 tessere neutre cm 4x4, personalizzabili;
- Estrattore.

Set tessere con superfici tattili basilari

- 10 coppie cm 10x10; 10 coppie cm 5x5; 10 coppie cm 2,5x2,5; 10 coppie cm 2,5x10;
- Borsa con alloggiamenti.

The Series "Professional" includes:

Series Hand "Basic":

- Support surface composed of: working area, rotating base for pyramids and joint for articulated arm
- Articulated arm;
- Magnetic board with working area cm 20x20;
- Pyramid cm 5x15h; Pyramid cm 10x20h;
- Support for triangle shapes;
- 5 equilateral triangles; 4 isosceles triangles; 4 scalene triangles;
- 4 empty tiles cm 10x10; 4 empty tiles cm 5x5; 4 empty tiles cm 2,5x2,5; 4 empty tiles cm 2,5x10;
- Bag with compartments.

Set Cube and tiles with tactile surfaces:

- Cube;
- 10 couples of tiles cm 4x4; 10 empty tiles cm 4x4, customizable;
- Puller.

Set tiles with basic tactile surfaces

- 10 couples cm 10x10; 10 couples cm 5x5; 10 couples cm 2,5x2,5; 10 couples cm 2,5x10;
- Bag with compartments.



Esercizi, Archivio fotografico Centro Studi Villa Miari e Fumagalli






Exercises - Centro Studi Villa Miari and Fumagalli photographic archive





CODE/Q.TY	DESCRIZIONE
<input type="checkbox"/> 100006 Q.tà _____	Serie Mano "Professional" Series Hand "Professional"

Componi la tua Serie con i set singoli - *Compose your Series with single sets:*

	<input type="checkbox"/> 100006-1 Q.tà _____	Serie Mano "Base" Series Hand "Basic"
	<input type="checkbox"/> 100006-2 Q.tà _____	Set Cubo e tessere con superfici tattili Set Cube and tiles with tactile surfaces
	<input type="checkbox"/> 100006-3 Q.tà _____	Set tessere con superfici tattili basilari Set tiles with basic tactile surfaces

In aggiunta, integra la Serie con i Set - *In addition, integrate your Series with the Set:*

	<input type="checkbox"/> 100006-4 Q.tà _____	Tavola soppesamento mano <ul style="list-style-type: none"> • Tavola soppesamento; • Perno di appoggio; • Basamento; • 2 portapesi (gr.15); • 2 pesi gr 25; • 2 pesi gr 50; • 2 pesi gr 75. 	Board for hand training: <ul style="list-style-type: none"> • Board; • Support pin; • Base; • 2 weights holder (gr.15); • 2 weights gr 25; • 2 weights gr 50; • 2 weights gr 75.
	<input type="checkbox"/> 100006-5A Q.tà _____	Set tessere con superfici tattili avanzate, in rilievo <ul style="list-style-type: none"> • 11 coppie "Punti"; 4 coppie "Righe"; 6 tessere "Cornici". Set tiles with basic tactile surfaces advanced, embossed <ul style="list-style-type: none"> • 11 couples "Dots"; 4 couples "Stripes"; 6 tiles "Frames". 	

Serie 1



Serie 1, completa

La serie include - The Series includes

- Tabellone magnetico inclinabile in più posizioni e a doppio uso;
 - 4 tessere "forme geometriche" cm 13x13; 4 tessere "H" cm 13x13; 4 tessere "T" cm 13x13; 4 tessere lisce cm 13x13;
 - 6 coppie di tessere dimensioni cm 6,5x6,5 con differenti superfici tattili;
 - 4 tessere "Diverse curve", con curve fresate, dimensioni cm 6,5x6,5;
 - 4 fermi calamitati, a 2 dimensioni; 1 piattaforma sagomata per supporto archi e ponte;
 - 3 sezioni d'arco diverse per l'opposizione del pollice, con graduazioni serigrafate; 2 archi con due ampiezze per pronosupinazione della mano, con graduazioni serigrafate; 1 ponte verticale per dorsiflessione, con graduazioni serigrafate;
 - 8 "Ondine", con diverse inclinazioni e forme per la singolarizzazione delle dita;
 - 3 piattelli oscillanti con appoggio palmare sagomato e superficie di scorrimento a semisfera; 1 piattello su semisfera con supporto rigido;
 - Borsa, comprensiva di divisori sagomati per riporre gli oggetti in ordine.
- *Magnetic board, tilts in different angles, with double use;*
 - *4 tiles "geometric shapes" cm 13x13; 4 tiles "H" cm 13x13; 4 tiles "T" cm 13x13; 4 flat tiles cm 13x13, customizable;*
 - *6 couples of tiles dimensions cm 6,5x6,5 with different tactile surfaces;*
 - *4 tiles "Different curves", with milled curves, dimensions cm 6,5x6,5;*
 - *4 magnetic holder, 2 dimensions; 1 shaped base for arches and bridge support;*
 - *3 different section of arches; 2 arches with two widths; 1 vertical bridge for dorsal bending, with printed graduations;*
 - *8 "Waves", with different inclinations and shapes for single finger rehabilitation;*
 - *3 swinging disks with shaped palmar support and hemispherical sliding surface; 1 disk on a rigid hemispherical surface support;*
 - *Bag with compartments.*



Esercizi, Archivio fotografico Centro Studi Villa Miari e Fumagalli




Exercises - Centro Studi Villa Miari and Fumagalli photographic archive



CODE/Q.TY	DESCRIZIONE
<input type="checkbox"/> 100001 Q.tà _____	Serie 1, completa Series 1, complete

Componi la tua Serie con i set singoli - *Compose your Series with single sets:*

	<input type="checkbox"/> 100001-B1 Q.tà _____	Set Tabellone magnetico inclinabile, a doppio uso: 1 griglia per l'alloggiamento delle tessere; 1 set di cartoni per le traiettorie; 4 fermi calamitati, a 2 dimensioni; 1 superficie in plexiglass. Set Magnetic board , tilts in different angles, with double use: 1 grid the housing of the tiles; 1 set of cards for trajectories; 4 magnetic holder; 1 plexiglass surface.
	<input type="checkbox"/> 100001-B2 Q.tà _____	Set Archi&Ponte , composto da: <ul style="list-style-type: none"> 1 piattaforma sagomata per supporto archi e ponte; 3 sezioni d'arco diverse; 2 archi con due ampiezze; 1 ponte verticale. Set Arches and Bridge , composed of: <ul style="list-style-type: none"> 1 shaped base for arches and bridge support; 3 different section of arches; 2 arches with two widths; 1 vertical bridge for dorsal bending, with printed graduations.
	<input type="checkbox"/> 100001-B3 Q.tà _____	Set 4 tessere "Forme geometriche" , dimensioni cm 13x13 Set 4 tiles "geometric shapes" dimensions cm 13x13
	<input type="checkbox"/> 100001-B4 Q.tà _____	Set 4 tessere "T" , dimensioni cm 13x13 Set 4 tiles "T" , dimensions cm 13x13
	<input type="checkbox"/> 100001-B5 Q.tà _____	Set 4 tessere "H" , dimensioni cm 13x13 Set 4 tiles "H" , dimensions cm 13x13
	<input type="checkbox"/> 100001-B6 Q.tà _____	Set 4 tessere lisce , personalizzabili, dimensioni cm 13x13 Set 4 flat tiles , customizable, dimensions cm 13x13
	<input type="checkbox"/> 100001-B7 Q.tà _____	Set 12 tessere , dimensioni cm 6,5x6,5: 6 coppie con differenti superfici tattili. Set 12 tiles , dimensions cm 6,5x6,5: 6 couples with different tactile surfaces.
	<input type="checkbox"/> 100001-B8 Q.tà _____	Set 4 tessere "Diverse curve" , con curve fresate, dimensioni cm 6,5x6,5 Set 4 tiles "Different curves" , with milled curves, dimensions cm 6,5x6,5
	<input type="checkbox"/> 100001-B9 Q.tà _____	Set 8 "Ondine" , con diverse inclinazioni e forme Set 8 "Waves" , with different inclinations and shapes
	<input type="checkbox"/> 100001-B10 Q.tà _____	Set piattelli , composto da: 3 piattelli oscillanti con appoggio palmare sagomato e superficie di scorrimento a emisfera; 1 piattello su emisfera con supporto rigido. Set disks , composed of: 3 swinging disks with shaped palmar support and hemispherical sliding surface; 1 disk on a rigid hemispherical surface support.
	<input type="checkbox"/> 100001-B11 Q.tà _____	Borsa , comprensiva di divisori sagomati per riporre gli oggetti in ordine Bag with compartments

Serie 2



Serie 2, completa

La serie include - The Series includes

- 1 piano rettangolare con rulli in PVC ed asse di rotazione variabile in altezza;
 - 2 piattaforme rettangolari con cerniere trasversali e longitudinali, posizionabili anche asimmetricamente, con 4 agganci per supporto porta pesi, misure adatte per utilizzo anche con Piano rettangolare con rulli;
 - 1 piattaforma tonda con perno centrale, con 4 agganci per supporto porta pesi;
 - 8 supporti per pesi, con 12 cilindri in tre pesi diversi, da inserire sulle piattaforme, per esercizi di riconoscimento e soppesamento;
 - 1 inclinometro, applicabile alle diverse piattaforme oscillanti per controllare l'orizzontalità o il grado di inclinazione;
 - 1 bilancia completa di supporto portabilancia, utile per portare la bilancia all'altezza idonea quando si eseguono esercizi in combinazione con il supporto a due altezze;
 - 1 supporto a due altezze per posizionare correttamente l'arto contro-laterale, durante gli esercizi;
 - Borsa, comprensiva di espanso sagomato per riporre gli oggetti in ordine.
-
- 1 rectangular surface with PVC rollers and axle of rotation height adjustable;
 - 2 rectangular swinging platforms with transversal and longitudinal hinge;
 - 1 round platform with central pivot, with 4 hooks for weights holders;
 - 8 weights holders, with 12 cylinders in three different weights, to be inserted on the platforms, for recognition and weighting exercises;
 - 1 inclinometer, applicable to the different rocking bases to check the horizontality or the degree of inclination;
 - 1 scale, with support for adjusting the scales to the correct height;
 - 1 two-height support for the correct position of the contro-lateral limb during exercises;
 - Bag with compartments.



Esercizi, Archivio fotografico Centro Studi Villa Miari e Fumagalli










Exercises - Centro Studi Villa Miari and Fumagalli photographic archive




CODE/Q.TY	DESCRIZIONE
<input type="checkbox"/> 100002 Q.tà _____	Serie 2, completa Series 2, complete

Componi la tua Serie con i set singoli - *Compose your Series with single sets:*

	<input type="checkbox"/> 100002-B1 Q.tà _____	Set Piano rettangolare con rulli , i rulli sono realizzati in PVC e hanno asse di rotazione variabile in altezza Set rectangular surface with PVC rollers and axle of rotation height adjustable
	<input type="checkbox"/> 100002-B2 Q.tà _____	Piattaforma tonda , con perno centrale e 4 agganci per supporto porta pesi Round platform with central pivot , with 4 hooks for weights holders
	<input type="checkbox"/> 100002-B4 Q.tà _____	Piattaforma rettangolare , con cerniere trasversali e longitudinali, posizionabili anche asimmetricamente, con 4 agganci per supporto porta pesi. Le misure sono adatte all'utilizzo sul piano rettangolare con rulli. Rectangular swinging platform with transversal and longitudinal hinge, with 4 hooks for weights holders; suitable for use on the surface with rollers
	<input type="checkbox"/> 100002-B5 Q.tà _____	Inclinometro , applicabile alle diverse piattaforme oscillanti. Inclinometer , applicable to the different rocking bases.
	<input type="checkbox"/> 100002-B6 Q.tà _____	Set Pesì: • 8 supporti per pesi, a 2 lunghezze, 6 pesi gr 25, 4 pesi gr 50, 2 pesi gr 75 Set Weights: • 8 weights holders, 2 lengths, 6 weights gr 25, 4 weights gr 50, 2 weights gr 75
	<input type="checkbox"/> 100002-B7 Q.tà _____	Bilancia completa di supporto portabilancia per portare la bilancia all'altezza idonea per compiere gli esercizi Scale , with support for adjusting the scales to the correct height
	<input type="checkbox"/> 100002-B8 Q.tà _____	Borsa , comprensiva di espanso sagomato per riporre gli oggetti in ordine Bag with compartments

In aggiunta, integra la Serie con il Set - *In addition, integrate your Series with the Set:*

	<input type="checkbox"/> 100002-B3 Q.tà _____	Set Piattaforme oscillanti: • 1 piattaforma oscillante rettangolare con cerniera longitudinale mediana; 1 piattaforma oscillante rettangolare con cerniera trasversale mediana; 1 piattaforma rettangolare con cerniere trasversali e longitudinali, posizionabili anche asimmetricamente. Set swinging platform: • 1 rectangular swinging platform with median longitudinal hinge; 1 rectangular swinging platform with median transversal hinge; 1 rectangular platform with transversal and longitudinal hinges, also asymmetrically.
--	--	---

Serie 3



Serie 3, completa

La serie include - The Series includes

- 1 piano inclinabile a doppio uso: una superficie è in plexiglass trasparente, sotto la quale si possono infilare i cartoni per seguire diverse traiettorie, l'altra ha doppia graduazione serigrafata, per esercizi con l'arto superiore o inferiore;
 - 3 piattelli oscillanti con appoggio palmare sagomato e superficie di scorrimento a semisfera; ogni piattello ha una molla di resistenza diversa;
 - 1 piattello su semisfera con supporto rigido;
 - 1 sistema basculante per arto superiore o inferiore, con tre tavolette serigrafate di diversa dimensione e con cerniere diverse;
 - 1 sussidio per soppesamento con le dita, completo di 12 cilindri in tre pesi diversi;
 - 5 coppie di cuscinetti piccoli, a diverse densità, dim. cm 10x7,5x4h; 5 coppie di cuscinetti grandi, a diverse densità, dim. cm 20x15x4h;
 - 5 emisfere con la stessa altezza e diametro diverso; 5 emisfere con stesso diametro ed altezze diverse;
 - Borsa con alloggiamenti, per il trasporto dell'intera serie.
- 1 inclinable double use board. One of the surfaces is in transparent Plexiglas under which the card-boards can be inserted for the various trajectories, the other one has a printed double graduation for upper or lower limb exercises;
 - 3 swinging disks with shaped palmar support and hemispherical sliding surface, each plate has a different resistance spring;
 - 1 disk on a rigid hemispherical surface support;
 - 1 tilting system for upper or lower limb, with three printed cards of different dimensions and different hinges;
 - 1 aid for finger strengthening exercises complete with 12 pieces of three different weights each;
 - 5 couple of small foam pads with different densities, dim. cm 10x7,5x4h; 5 couple of big foam pads with different densities, dim. cm 20x15x4h;
 - 5 same-height, different diameters hemispheres; 5 same-diameter, different heights hemispheres;
 - Bag with compartments.



Esercizi, Archivio fotografico Centro Studi Villa Miari e Fumagalli



Exercises - Centro Studi Villa Miari and Fumagalli photographic archive



CODE/Q.TY	DESCRIZIONE
<input type="checkbox"/> 100003 Q.tà _____	Serie 3, completa Series 3, complete

Componi la tua Serie con i set singoli - *Compose your Series with single sets:*

	<input type="checkbox"/> 100003-B1 Q.tà _____	Set Piano inclinabile , a doppio uso, completo di: <ul style="list-style-type: none"> • superficie a doppia gradazione serigrafata, per esercizi con l'arto superiore o inferiore • 1 set di cartoni per le traiettorie • 1 superficie in plexiglass Set inclinable board , complete of: <ul style="list-style-type: none"> • transparent Plexiglas surface; • set card-boards; • surface with printed double graduation.
	<input type="checkbox"/> 100003-B2 Q.tà _____	Set Emisfere : 5 emisfere con la stessa altezza e diametro diverso; 5 emisfere con stesso diametro ed altezze diverse. Set hemispheres : 5 same-height, different diameters hemispheres; 5 same-diameter, different heights hemispheres.
	<input type="checkbox"/> 100003-B3 Q.tà _____	Set Sistema basculante , utilizzabile per arto superiore o inferiore, include 3 tavolette serigrafate di diversa dimensione, con cerniere diverse. Set tilting system for upper or lower limb, with three printed cards of different dimensions and different hinges.
	<input type="checkbox"/> 100003-B4 Q.tà _____	Set Soppesamento : <ul style="list-style-type: none"> • Sussidio per soppesamento con le dita; 6 pesi gr 25; 4 pesi gr 50; 2 pesi gr 75. Set aid for finger strengthening exercises complete with: <ul style="list-style-type: none"> • aid for finger strengthening exercises; 6 weights gr 25; 4 weights gr 50; 2 weights gr 75.
	<input type="checkbox"/> 100003-B5 Q.tà _____	Set 5 Cuscinetti piccoli , a diverse densità, dim. cm 10x7.5x4h Set 5 small foam pads with different densities, dim. cm 10x7.5x4h
	<input type="checkbox"/> 100003-B6 Q.tà _____	Set 5 Cuscinetti grandi , a diverse densità, dim. cm 20x15x4h Set 5 big foam pads with different densities, dim. cm 20x15x4h
	<input type="checkbox"/> 100001-B10 Q.tà _____	Set piattelli , composto da: <ul style="list-style-type: none"> • 3 piattelli oscillanti con appoggio palmare sagomato; 1 piattello con supporto rigido Set disks , composed of: <ul style="list-style-type: none"> • swinging disks with shaped palmar support; 1 disk on a rigid hemispherical surface support.
	<input type="checkbox"/> 100003-B7 Q.tà _____	Borsa , comprensiva di espanso sagomato per riporre gli oggetti in ordine Bag with compartments

Serie 4



Serie 4, completa

La serie include - The Series includes

- 1 piattaforma tonda con 4 molle a distanza regolabile dal centro (permette di cambiare la resistenza di spinta durante gli esercizi), con doppia base che permette di ruotare la piattaforma e 4 indicatori;
 - 1 piattaforma oscillante su base con possibilità di rotazione ed indicatore;
 - 1 piattaforma rettangolare con perno oscillante centrale e 3 serie di molle intercambiabili, a resistenze diverse;
 - 1 bilancia completa di supporto portabilancia per portare la bilancia all'altezza idonea per compiere gli esercizi;
 - 1 inclinometro, applicabile alla piattaforma tonda;
 - 1 supporto a due altezze per portare l'arto controlaterale alla stessa altezza degli altri sussidi;
 - Borsa con alloggiamenti per sussidi, per il trasporto dell'intera serie.
- 1 round platform with 4 springs that can be positioned at an adjustable distance from the center to customize the resistance, with double base to allow the rotation and 4 indicators;
 - 1 swinging platform on a base with possibility of rotation and indicator;
 - 1 rectangular platform with central pivot and 3 series of interchangeable springs for different resistances;
 - 1 scale with support for adjusting the scales to the correct height in order to carry out the exercises;
 - 1 inclinometer for the round platform;
 - 1 two-height support for bringing the contro-lateral limb to the same height as the other aids;
 - Bag with compartments.



Esercizi, Archivio fotografico Centro Studi Villa Miari e Fumagalli




Exercises - Centro Studi Villa Miari and Fumagalli photographic archive



CODE/Q.TY	DESCRIZIONE
<input type="checkbox"/> 100004 Q.tà _____	Serie 4, completa Series 4, complete

Componi la tua Serie con i set singoli - *Compose your Series with single sets:*

	<input type="checkbox"/> 100004-B1 Q.tà _____	Piattaforma tonda con 4 molle a distanza regolabile dal centro: questo permette di cambiare la resistenza di spinta durante gli esercizi. Con doppia base che permette di ruotare la piattaforma e 4 indicatori. Round platform with 4 springs that can be positioned at an adjustable distance from the center to customize the resistance, with double base to allow the rotation and 4 indicators.
	<input type="checkbox"/> 100004-B2 Q.tà _____	Set Piattaforma oscillante: <ul style="list-style-type: none"> piattaforma su perno oscillante e rotante; base; cartoncini personalizzabili; indicatore. Set swinging platform: <ul style="list-style-type: none"> swinging platform with possibility of rotation; base; customizable cardboards; indicator.
	<input type="checkbox"/> 100004-B3 Q.tà _____	Set Piattaforma rettangolare <ul style="list-style-type: none"> piattaforma con perno oscillante centrale; 3 serie di molle intercambiabili, a resistenze diverse. Set rectangular platform <ul style="list-style-type: none"> rectangular platform with central pivot; 3 series of interchangeable springs for different resistances.
	<input type="checkbox"/> 100002-B7 Q.tà _____	Bilancia , completa di supporto portabilancia Scale , with support for adjusting the scales to the correct height
	<input type="checkbox"/> 100002-B5 Q.tà _____	Inclinometro , applicabile alla piattaforma tonda Inclinometer , for the round platform
	<input type="checkbox"/> 100004-B7 Q.tà _____	Borsa , comprensiva di espanso sagomato per riporre gli oggetti in ordine Bag with compartments

Serie 5



Serie 5, completa

La serie include - The Series includes


- 1 supporto multiuso dotato di piano inclinabile, con bloccaggio a scatto;
 - 1 piattaforma rettangolare magnetizzata per sfere autoportanti; 1 piattaforma rettangolare a doppio impiego;
 - 20 sfere autoportanti; 3 piattelli portasfere, per una, tre, quattro sfere;
 - 2 basi portamolle per pedane, con scocca trasparente; 2 serie da 20 molle cadauna, di uguale lunghezza ma di diversa resistenza;
 - 2 pedane superiori intere, da inserire nelle basi portamolle;
 - 2 pedane superiori frazionate, corrispondenti all'appoggio dell'avampiede e del retro piede, da inserire nelle basi portamolle;
 - 1 bilancia completa di supporto portabilancia per portare la bilancia all'altezza idonea per compiere gli esercizi;
 - 1 supporto a due altezze per portare l'arto controlaterale alla stessa altezza degli altri sussidi;
 - Borsa con alloggiamenti per sussidi, per il trasporto dell'intera serie.
- 1 support for multiple use with tilting surface;
 - 1 magnetized rectangular platform for self-supporting spheres; 1 rectangular platform with 2 different surfaces for a double use;
 - 20 self-supporting spheres; 3 sphere-holder plates for one, three or four spheres;
 - 2 spring-holder bases for platform with transparent shelf; 2 series of 20 springs each, of equal length but of different resistance;
 - 2 single platforms, to be inserted in the spring-holder bases;
 - 2 divided platforms, to support of the fore and rear-foot, to be inserted in the spring-holder bases;
 - 1 scale with support for adjusting the scales to the correct height in order to carry out the exercises;
 - 1 two-height support for bringing the contro-lateral limb to the same height as the other aids;
 - Bag with compartments.



Esercizi, Archivio fotografico Centro Studi Villa Miari e Fumagalli






Exercises - Centro Studi Villa Miari and Fumagalli photographic archive



CODE/Q.TY	DESCRIZIONE
<input type="checkbox"/> 100005 Q.tà _____	Serie 5, completa Series 5, complete

Componi la tua Serie con i set singoli - *Compose your Series with single sets:*

	<input type="checkbox"/> 100005-B1 Q.tà _____	Set Sfere , completo di: <ul style="list-style-type: none"> • 10 sfere autoportanti; • 3 piattelli portasfere, per una, tre, quattro sfere. Set Spheres: <ul style="list-style-type: none"> • 10 self-supporting spheres; • 3 sphere-holder plates for one, three or four spheres.
	<input type="checkbox"/> 100005-B2 Q.tà _____	Set pedane <ul style="list-style-type: none"> • 2 basi portamolles per pedane, con scocca trasparente; • 2 pedane superiori intere, da inserire nelle basi portamolles; • 2 pedane superiori frazionate, corrispondenti all'appoggio dell'avampiede e del retro piede, da inserire nelle basi portamolles; • 2 serie da 20 molle cadauna, di uguale lunghezza ma di diversa resistenza. Set Platforms <ul style="list-style-type: none"> • 2 spring-holder bases for platform with transparent shelf; • 2 single platforms, to be inserted in the spring-holder bases; • 2 divided platforms, to support of the fore and rear-foot, to be inserted in the spring-holder bases; • 2 series of 20 springs each, of equal length but of different resistance.
	<input type="checkbox"/> 100002-B7 Q.tà _____	Bilancia , completa di supporto portabilancia Scale , with support for adjusting the scales to the correct height

Attrezzature *Equipment*






Per consentire un uso appropriato e un'esecuzione corretta degli esercizi di riabilitazione, Fumagalli Care&Reha ha sviluppato alcune attrezzature sempre attenendosi alle indicazioni del Prof. Perfetti. Completano la gamma alcuni letti, tappeti e cuscini prodotti con strutture, materiali e forme che meglio rispondono alle richieste dei diversi riabilitatori.

To allow appropriate use and correct execution of rehabilitation exercises, Fumagalli Care & Reha has developed some special equipment, always following the indications by Prof. Perfetti. The range is completed by some therapy beds, mats and cushions produced with different materials and shapes that better respond to the requests of the various rehabilitators.

Attrezzature ETC

Equipment for CTE

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
 <p data-bbox="395 443 507 465">☐ 100112</p>	<p data-bbox="587 443 1002 465">Tavolo con sezione centrale inclinabile</p> <p data-bbox="587 472 1469 568">Regolabile in altezza con pistone a gas, consente di adeguare il piano di appoggio anteriore, pur occupato dai sussidi, alle esigenze dell'esercizio ed alla dimensione del paziente. La parte centrale di cm.60 di larghezza è inclinabile, mentre le due laterali si mantengono orizzontali per consentire che le braccia restino in appoggio. Dimensioni cm 90x60x62/95h</p> <p data-bbox="587 595 938 618">Table with tilting central section</p> <p data-bbox="587 624 1445 721"><i>Height adjustable with gas piston, it allows you to adjust the surface to the needs of the exercise and the patient's size, even if occupied by aids. The central part, 60 cm wide, can be tilted, while the two sides remain horizontal to allow the arms to remain in support. Dimensions 90x60x62/95h cm</i></p>
 <p data-bbox="395 770 507 792">☐ 100110</p>	<p data-bbox="587 770 979 792">Appoggi paralleli per stazione eretta</p> <p data-bbox="587 799 1442 871">Permettono di realizzare i migliori sostegni per la stazione eretta, in modo da consentire la necessaria stabilità per l'esecuzione degli esercizi con gli arti inferiori. Dimensioni cm 114x82x77/105h</p> <p data-bbox="587 898 906 920">Parallel supports for standing</p> <p data-bbox="587 927 1406 999"><i>They allow you to have the best supports for standing, in order to allow the necessary stability for performing exercises with the lower limbs. Dimensions 114x82x77/105h cm</i></p>
 <p data-bbox="395 1160 507 1182">☐ 216502</p>	<p data-bbox="587 1160 788 1182">Sgabello con ruote</p> <p data-bbox="587 1189 1401 1261">Realizzato con telaio in metallo, ha piano imbottito e superficie in materiale facilmente sanificabile, utile per il terapeuta durante gli esercizi a terra. Dimensioni cm 40x35x30h</p> <p data-bbox="587 1288 778 1310">Stool with wheels</p> <p data-bbox="587 1317 1465 1388"><i>Made with metal structure, it has a padded seat with easy to disinfect upholstery, it is useful for the therapist during ground exercises. Dimensions 40x35x30h cm</i></p>



Letti in legno *Therapy beds*

La scelta del legno nella realizzazione di letti per trattamento riabilitativo non è dettata soltanto da motivazioni estetiche, che pure sono importanti, ma sono le motivazioni funzionali e di sicurezza che impongono l'uso di lettini in legno ogni qualvolta si debbano utilizzare apparecchiature connesse alla rete elettrica.

La ricerca si è pertanto orientata verso una progettazione che, utilizzando il materiale "legno", definisse forme pulite, rispondenti alle differenti necessità funzionali: i piani di appoggio hanno imbottitura molto compatta in espanso indeformabile e rivestimento in morbida e resistente similpelle ignifuga, disponibile in diversi colori.

CARATTERISTICHE

La struttura è realizzata in legno di faggio e betulla, il sistema di attacco delle gambe alla struttura, punto critico dei letti da fisioterapia, è garantito da una placca di acciaio e bulloni passanti in diagonale, per una tenuta perfetta, senza dondolio, e stabilità inalterata nel tempo. Ove presenti, l'inclinazione della testiera è azionata manualmente.

Piano di appoggio con imbottitura ad alta densità e rivestimento in similpelle morbida, resistente, ignifuga di classe 1, disponibile in diversi colori.

The choice of wood in the production of beds for rehabilitation treatment is not only dictated by "aesthetic" reasons, which are also important, but also by functional and safety reasons as wooden beds are required every time the equipment is connected to electricity.

The research is therefore oriented towards a design that, using the "wood" material, defines shapes that respond to the different functional needs: the support surfaces have very compact padding in non-deformable foam and upholstery in soft and resistant fireproof faux leather, available in different colors.

FEATURES

The structure is made of beech and birch wood, the attachment system of the legs (a critical point of common physiotherapy beds) is guaranteed by a steel plate and bolts passing diagonally for a perfect seal, without rocking, and stability unchanged over time. Where present, the inclination of the headboard is operated manually.


Support surface with high density padding and soft, resistant, class 1 fireproof faux leather covering, available in different colors.





Fumagalli Care&Reha sceglie solo materie prime di alta qualità, resistenti ad un uso intensivo e all'umidità per garantire prodotti affidabili nel tempo.

Fumagalli Care & Reha chooses only high quality raw materials, resistant to intensive use and humidity to ensure reliable products over time.

PIANO INTERO - LEVEL SURFACE



TESTIERA INCLINABILE - TILTING HEADBOARD



I cuscini e il piano d'appoggio inferiore sono accessori.

The cushions and the lower shelf are accessories.

COD.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
LETTI CON PIANO INTERO - BEDS WITH LEVEL SURFACE	
<input type="checkbox"/> 270201	Dim. cm 195xL68xH73
<input type="checkbox"/> 270202	Dim. cm 195xL80xH73
<input type="checkbox"/> 270211	Dim. cm 195xL68xH83
<input type="checkbox"/> 270212	Dim. cm 195xL80xH83
<input type="checkbox"/> 271201	Letto basso - <i>Low bed</i> Dim. cm 200xL100xH50
<input type="checkbox"/> 271202	Letto basso - <i>Low bed</i> Dim. cm 200xL200xH50
LETTI CON TESTIERA INCLINABILE - BEDS WITH TILTING HEADBOARD	
<input type="checkbox"/> 270301	Dim. cm 195xL68xH73
<input type="checkbox"/> 270302	Dim. cm 195xL80xH73
<input type="checkbox"/> 270311	Dim. cm 195xL68xH83
<input type="checkbox"/> 270312	Dim. cm 195xL80xH83
<input type="checkbox"/> 271301	Letto basso - <i>Low bed</i> Dim. cm 195xL80xH50
<input type="checkbox"/> 271302	Letto basso - <i>Low bed</i> Dim. cm 200xL100xH50
ACCESSORI - ACCESSORIES	
<input type="checkbox"/> 279100	Distributore per lenzuolini - <i>Paper sheets distributor</i>
<input type="checkbox"/> 279200	Lenzuolini in carta - <i>Paper sheets</i>
<input type="checkbox"/> 279001	Piano d'appoggio inferiore - <i>Lower shelf</i> Dim. cm 195xL68
<input type="checkbox"/> 279002	Piano d'appoggio inferiore - <i>Lower shelf</i> Dim. cm 195xL80



**LETTO IN LEGNO BASSO, PIANO INTERO
LOW BED, LEVEL SURFACE**

Fisioterapia *Physiotherapy*

Attrezzature ed accessori

Equipment and accessories

TAPPETO PROFESSIONALE

È un tappeto molto compatto, sul quale la persona non affonda. Pertanto è perfetto per trattamenti riabilitativi perché non disturba le reazioni di equilibrio. Il rivestimento è in un esclusivo materiale morbido al tatto, estremamente robusto, resistente ai più comuni agenti di detersione e di disinfezione ed ignifugo di classe 1. Un profilo in gomma protegge tutto il perimetro.

TAPPETI E TAPPETONI

Disponibili in diverse misure ed altezze, da scegliere a seconda delle attività; l'interno in espanso elastico restituisce un'eccellente sensazione di comfort. Rivestimento ignifugo di classe 1, impermeabile e lavabile, con fondo antiscivolo.

È possibile realizzare dimensioni personalizzate, richiedere un preventivo al nostro Customer Care.

CUSCINI E LE TAVOLETTE BASCULANTI

Cuscini e sussidi di forme e dimensioni differenti per attività con il fisioterapista e raggiungere sempre i migliori risultati possibili nella riabilitazione della persona.

PROFESSIONAL MAT

It is a very compact mat, on which the person does not sink. Therefore it is perfect for rehabilitation treatments because it does not disturb the balance reactions. The cover is soft to the touch, extremely robust, resistant to the most common cleaning and disinfection agents and fireproof class 1. A rubber profile protects the entire perimeter.


MATS


Available in different sizes and heights, to be chosen according to the activities; the elastic foam gives an excellent feeling of comfort. Class 1 fireproof coating, waterproof and washable, with non-slip bottom.

It is possible to create customized dimensions, request a quote from our Customer Care.

CUSHIONS AND TILTING PLATFORM

Cushions and aids of different shapes and sizes for activities with the physiotherapist and to achieve the best possible results in the rehabilitation of the person.





COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DIM.	
TAPPETI PER FISIOTERAPIA <i>Per i colori contattare il Customer Care</i> MATS FOR PHYSIOTHERAPY <i>For colors, contact Customer Care</i>			
<input type="checkbox"/> 110001	Tappeto professionale, imbott.in agglomerato <i>Professional mat, agglomerated padding</i>	cm 140xL100xH3	
<input type="checkbox"/> 110002		cm 160xL140xH3	
<input type="checkbox"/> 110003		cm 200xL140xH3	
<input type="checkbox"/> 322101	Tappeto morbido, imbott.in espanso <i>Soft carpet, foam padding</i>	cm 200xL100xH5	
<input type="checkbox"/> 322102		cm 200xL100xH10	
<input type="checkbox"/> 322103		cm 200xL200xH5	
<input type="checkbox"/> 322104		cm 200xL200xH10	
<input type="checkbox"/> 322302		cm 180xL60xH5	
<input type="checkbox"/> 321301	Tappeto pieghevole, imbott.in espanso <i>Folding carpet, foam padding</i>	cm 180xL60xH3	
CUSCINI E RULLI - CUSHIONS AND ROLLERS			
<input type="checkbox"/> 143001	Rullo rigido in espanso ad alta densità <i>Rigid roller cushion in high density foam</i>	diam. cm 15xL100	
<input type="checkbox"/> 143002		diam. cm 20xL100	
<input type="checkbox"/> 143003		diam. cm 25xL100	
<input type="checkbox"/> 143004		diam. cm 35xL100	
<input type="checkbox"/> 143101	Rullo morbido <i>Roller cushion in soft foam</i>	diam. cm 20xL100	
<input type="checkbox"/> 143102		diam. cm 25xL100	
<input type="checkbox"/> 144001	Cuscino cilindrico <i>Cylindrical cushion</i>	diam. cm 8xL20	
<input type="checkbox"/> 144002		diam. cm 12xL35	
<input type="checkbox"/> 144003		diam. cm 15xL50	
<input type="checkbox"/> 144004		diam. cm 20xL50	
<input type="checkbox"/> 144010	Set 4 cuscini cil. - <i>Set of 4 cyl. cushions</i> (cm 8xL20, 12xL35, 15xL50, 20xL50)		
<input type="checkbox"/> 145101	Cuscino semicilindrico <i>Semi-cylindrical cushion</i>	cm 20x50xH10	
<input type="checkbox"/> 145102		cm 25x50xH20	
<input type="checkbox"/> 145103		cm 40x50xH25	
<input type="checkbox"/> 144100	Cuscino semicilindrico per appoggio cervicale <i>Semi-cylindrical cushion for for cervical support</i>	cm 15x50xH7,5	
<input type="checkbox"/> 144300	Cuscino per appoggio capo - <i>Head support cushion</i>	cm 35x50xH9-7	
<input type="checkbox"/> 157500	Cuscino per arti inferiori - <i>Cushion for lower limb support</i>	cm 50x75xH12-18	
<input type="checkbox"/> 144501	Cuscino rettangolare <i>Rectangular cushion</i>	cm 30x40xH5	
<input type="checkbox"/> 144502		cm 30x40xH10	
<input type="checkbox"/> 144503		cm 40x80xH5	
<input type="checkbox"/> 144504		cm 40x80xH10	
<input type="checkbox"/> 144505		cm 40x80xH15	
<input type="checkbox"/> 144601		cm 40x50xH5	
<input type="checkbox"/> 144602		cm 40x50xH10	
<input type="checkbox"/> 157001		Cuscino a cuneo <i>Wedge cushion</i>	cm 60x60xH16
<input type="checkbox"/> 157002			cm 60x60xH20
<input type="checkbox"/> 157003			cm 60x60xH24
<input type="checkbox"/> 157101	cm 50x50xH15		
<input type="checkbox"/> 157102	cm 50x50xH20		
<input type="checkbox"/> 157103	cm 50x50xH24		
TAVOLETTE BASCULANTI - TILTING PLATFORM			
<input type="checkbox"/> 182201	Tavoletta basculante singola - <i>Rectangular tilting platform</i>	cm 15x35	
<input type="checkbox"/> 182206	Tavoletta basculante doppia - <i>Square tilting platform</i>	cm 30x30	
<input type="checkbox"/> 182208	Tavoletta basculante rotonda - <i>Round tilting platform</i>	diam. cm 35	

Per i più piccoli: i Bebè Percorsi e i Blocchi morbidi

Dalla linea di oggetti OltreMorbido, proponiamo per le attività di riabilitazione anche alcuni elementi che permettono di creare isole stimolanti per la motricità dei più piccoli, ed aiutano i più grandi nelle diverse posture: integrando gli elementi dei Bebè Percorsi con i Grandi Blocchi modulo 30 è possibile realizzare costruzioni e percorsi curiosi, completando l'ambiente con i Bebè tappeti, che hanno modularità progettata per combaciare con i Percorsi e rendono l'area più sicura.

Il rivestimento è impermeabile, facilmente sanificabile ed ignifugo, molto morbido, antimacchia e atossico; l'espanso interno ha una densità adatta a sostenere con morbidezza. Ogni prodotto è sfoderabile.

La particolarità di questi elementi è che essendo stati progettati per i più piccoli, garantiscono anche la massima sicurezza con piccoli accorgimenti, come la cerniera che non è sui bordi dei Blocchi ma spostata sul lato, ed il cursore protetto da taschina.

For children: the Baby Paths and the soft Big Blocks

From the OltreMorbido line of objects, we also offer some elements for rehabilitation activities that allow you to create stimulating islands for the motor skills of the little ones, and help the older ones in different postures: with the elements of Baby Paths along with the Big Blocks - module 30 it is possible to create curious buildings and paths; you can complete the environment with the Baby mats, which have modularity designed to match the Paths and make the area safer.

The coating is waterproof, can be easily sanitized and is flame retardant, very soft, stain-proof and non-toxic; the internal foam has a density suitable to support with softness. Each cover is removable.

These elements have been designed for the little ones and guarantee maximum safety with small tricks, such as the hinge that is not on the edges of the Blocks but moved on the side, and the cursor protected by a pocket.

Consulta sul nostro sito il catalogo OltreMorbido per i dettagli di tutti gli elementi:

www.fumagalli.org/it/cataloghi

...oppure contatta il nostro Customer Care!

The OltreMorbido catalogue is on our website for details of all the elements:

www.fumagalli.org/it/cataloghi

... or contact our Customer Care!





Fumagalli Care&Reha srl
Piazza Puecher 2 - 22037 Ponte Lambro
tel (+39) 031 33 56 811
info@fumagalli.org - www.fumagalli.org