

buddy
roamer™



BUDDY ROAMER

Libertà di movimento

Molto più di un semplice deambulatore

Buddy Roamer™ è un ausilio posteriore per la deambulazione, pensato per fornire supporto posturale con scarico parziale del peso all'insegna della mobilità. Il telaio dal design ergonomico sostiene il peso corporeo, consentendo al bambino di spostarsi liberamente e in autonomia.

FAVORISCE LA COMUNICAZIONE
FACILITA I RAPPORTI INTERPERSONALI
SPERIMENTA NUOVE POSSIBILITÀ



OrtopediaCastagna
CENTRO TECNICO RIABILITATIVO

www.ortopediacastagna.it

BUDDY ROAMER

Libertà di movimento

OrtopediaCastagna
CENTRO TECNICO RIABILITATIVO
www.ortopediacastagna.it

Buddy Roamer™ è stato progettato per soddisfare le esigenze dei pazienti con disturbi della deambulazione da lievi a complessi.

La versione standard del prodotto consente un posizionamento sicuro e confortevole grazie all'impiego dei seguenti accessori:

SOSTEGNI PELVICI E GUIDE REGOLABILI PER LE ANCHE

SOSTEGNI LATERALI DEL TORACE REGOLABILI

BARRA DI POSIZIONAMENTO CENTRALE

Misure	Taglia 1	Taglia 2	Taglia 3	Taglia 4
	cm	cm	cm	cm
Altezza sostegno capo	70-130	80-140	110-200	110-200
Interno Gamba	20-70	30-80	40-100	40-100
Larghezza torace	15-23	21-36	25-40	30-50
Larghezza fianchi	15-23	21-36	25-40	30-50
Peso max utente	50kg	50kg	100kg	100kg

CARATTERISTICHE DI BUDDY ROAMER™

01. Sostegni laterali regolabili
02. Sostegno telescopico per il capo
03. Regolazione dell'altezza
04. Molla dinamica regolabile
05. Freno di stazionamento
06. Blocco anti-retromarcia (opzionale)
07. Blocco direzionale
08. Rotelle anti-ribaltamento
09. Dischi antiurto
10. Regolazione dell'angolo di pronazione

Completamente aperto sul lato anteriore

L'assenza di barriere o strutture sul lato anteriore facilita l'interazione con altre persone o oggetti, consentendo al bambino di interagire a mani libere con l'ambiente circostante per apprendere, esplorare e scoprire.

Intervento precoce


La struttura modulare del sistema consente al deambulatore di crescere insieme al bambino in ogni fase del suo sviluppo, dai dodici mesi fino all'adolescenza.

Ergonomico

Il telaio è stato realizzato in modo da facilitare il passaggio attraverso le porte e i corridoi, garantendo al contempo un'eccellente stabilità durante le esplorazioni del bambino sia in casa che all'aperto.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Il centro di gravità di Buddy Roamer™ consente una totale libertà di movimento favorendo lo spostamento laterale del peso corporeo da destra a sinistra durante la deambulazione.



MOLLA DINAMICA REGOLABILE

Si adatta in maniera naturale al pattern di deambulazione favorendo la propulsione del passo. La molla può essere facilmente regolata in funzione delle esigenze individuali.

