

Ausilio di trasferimento e spostamento EasyMobility



- ↔ base 57 cm
- ↗ base 82 cm
- ↑ max 120 cm
- 📦 16 kg
- 📦 max 130 kg



Ausilio per il sollevamento e trasferimento di utenti con problemi alle articolazioni inferiori e conseguente mobilità limitata. L'assistito partecipa così alla movimentazione mentre il care-giver opera con una buona postura evitando carichi eccessivi su articolazioni e schiena. L'impugnatura con diversi punti di presa, la pedana poggiapiedi ampia e con sezioni antiscivolo rendono sicuro il trasferimento, inoltre il particolare design di EasyMobility permette all'utente di trovare una posizione sicura attraverso una leggera inclinazione in avanti del maniglione centrale. Le due ruote con freno e le quattro ruotine piroettanti poste sotto la base consentono di spostare il paziente tra diversi ambienti. EasyMobility è dotato di una fascetta ferma talloni, le ginocchiere sono regolabili in inclinazione ed in cinque altezze.



Caratteristica molto importante è la possibilità di richiudere rapidamente l'ausilio quando non utilizzato, per poter essere facilmente trasportato grazie al ridotto ingombro. È presente una coppia di ganci per montare una cinghia di supporto lombare.

Codice articolo	Descrizione
TR EASYMOBI	Ausilio di trasferimento e spostamento EasyMobility

Ausilio di trasferimento e spostamento AssistAbility

- ↔ base 68 cm
- ↗ base 82 cm
- ↑ maniglia 110 - 120 cm
- 📦 18,4 kg
- 📦 max 130 kg



AssistAbility è un ausilio completo: assiste il sollevamento di utenti con limitata funzionalità degli arti inferiori e ne consente il trasferimento.

Il piano di appoggio largo (con sezioni antiscivolo), l'ampio maniglione frontale ad alto grip, i supporti per avambraccio e le ginocchiere regolabili in inclinazione permettono all'utente di trovare la migliore posizione (con una leggera inclinazione in avanti) e di effettuare tutte le movimentazioni in sicurezza. L'ausilio è regolabile in altezza: è possibile scegliere tra sei livelli per un range totale di 10 cm.

Grazie alle due ruote dotate di freno ed alle quattro ruotine posizionate sotto la base di appoggio dei piedi è possibile spostare il paziente (ad esempio tra due diverse stanze, in bagno).



Con AssistAbility il care giver è escluso da movimentazioni dannose per articolazioni e schiena. L'ausilio dispone di una fascetta ferma talloni ed è possibile montare una cinghia di supporto per l'utente.

Codice articolo	Descrizione
TR ASSIST	Ausilio di trasferimento e spostamento AssistAbility

ACCESSORIO per EasyMobility ed AssistAbility - Cinghia di supporto

- ↗ 175 cm
- ↑ 22 cm



Questa cinghia funge da imbragatura di supporto per l'utente, è fissata attraverso i ganci presenti sugli ausili: sostiene l'assistito durante lo spostamento.

Codice articolo	Descrizione
TR CINGSUP	Cinghia di supporto per EasyMobility e AssistAbility

Assistente alla deambulazione TUTTO IN UNO



La barra di sollevamento "a forca" permette l'alzata in piedi dell'utente mentre l'unità manubrio regolabile in altezza sostiene la deambulazione dell'utente: previene le cadute, non intralcia il passo e fornisce la massima sicurezza. L'imbragatura di supporto, fissata in quattro punti, garantisce un sollevamento confortevole ed un posizionamento stabile non ostacolando (anche visivamente) il cammino.

Le dimensioni ridotte del sollevatore consentono l'uso in ambito domestico e/o riabilitativo.

Disponibile nella versione con portata massima di 150 kg o di 200 kg.

Codice articolo	Descrizione
TR SOLTUTTIN1	Assistente alla deambulazione TUTTO IN UNO

